

**BORK**

ИРРИГАТОР F750

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении.

Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



Насадка

Магнитное гнездо  
с функцией вращения

Включение / выключение

Выбор режима

Уровень  
заряда аккумулятора

Отверстие  
резервуара

Уровень воды  
в резервуаре

Зарядная  
база



### Стандартная насадка

Замена каждые 3 месяца



### Насадка для брекетов

Замена каждые 3 месяца



### Насадка для зубных имплантов и коронок

Замена каждые 3 месяца



### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.
- Вставьте насадку в магнитное гнездо.
- Откройте резервуар и добавьте воду до отметки Max (180 мл). Используйте обычную воду из под крана или очищенную фильтрованную воду.

### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Нажмите кнопку  $\odot$ . Загорится индикация на панели управления, и начнется подача воды.
- Нажмите повторно  $\odot$  для выключения.

### ВЫБОР РЕЖИМА

- Выберите уровень интенсивности с помощью кнопки  $\equiv$ .

Режим	Описание режима
	Пульсирующий поток средней интенсивности
<b>1</b>	Крайне слабая интенсивность потока для чувствительных зубов и десен
<b>2</b>	Низкая интенсивность потока
<b>3</b>	Средняя интенсивность потока
<b>4</b>	Максимальная интенсивность потока

#### ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Световой индикатор будет гореть непрерывно при заряде аккумулятора более 30 %.
- Световой индикатор будет мигать при заряде аккумулятора менее 30 %.
- При полной разрядке аккумулятора прибор не будет подавать воду, а панель управления будет мигать. Зарядите прибор.
- Для зарядки поместите прибор на зарядную базу, кабель зарядной базы подключите к источнику питания с параметрами 5 В  $\overline{\text{---}}$  1 А.
- Среднее время зарядки устройства — 10 — 12 часов. Полного заряда аккумулятора хватит на 30 циклов работы по 1 минуте.

#### ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Прибор имеет степень защиты от воды IPX7. Допускается использовать прибор в душе, однако не рекомендуется помещать прибор в воду на долгое время.

После попадания влаги на прибор тщательно протрите и высушите корпус прибора.

**Данное определение относится только к прибору и не распространяется на зарядную станцию. Ни в коем случае не помещайте ее в воду и не допускайте попадания воды на зарядную станцию.**

#### ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА

- Нажмите кнопку на задней нижней части прибора и одновременно потяните вниз. Нижняя часть прибора отсоединится.
- Тщательно промойте резервуар под проточной водой.
- Соберите прибор в обратной последовательности.

#### ЧИСТКА КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

#### ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.
- При длительном хранении рекомендуется заряжать прибор раз в 6 месяцев.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор без установленных насадок.
- Не используйте никакие другие насадки, кроме оригинальных насадок, идущих в комплекте.
- Не заполняйте резервуар горячей водой выше 40 °С.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями ротовой области, а также перенесшими операции на зубах и в ротовой области.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.
- Используйте обычную воду из под крана или очищенную воду.
- Не используйте ароматические добавки для воды или другие жидкости.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **Зарядная база**

Напряжение: 5 В = 1 А

Длина кабеля: 105 сантиметров

##### **Прибор**

Мощность: 5 Вт

Напряжение: 5 В = 1 А

Защита от влаги: IPX7

Количество насадок: 3

Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 58 × 77 × 280 мм

Вес: 280 г.

Сделано в Китае.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Зарядная база: 1 шт.

Насадка: 3 шт.

Кейс для хранения насадок: 3 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам

с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ИРРИГАТОР .....

Модель F750 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

(наименование, юридический адрес)

.....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М. П.



## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

