

Страна производства: Китай

Производитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938 e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Импортер: ООО «Технологии Здоровья»
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 648-26-66, 8 (495) 649-11-41, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ»,
220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4, УНП 192409754,
email: optbel1@bradex.ru

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Международная торговая марка «BRADEX».
Израиль - Рег. №204012
Россия - Рег. №444287

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Дату производства смотрите на упаковке.

EAC



Внимательно
ознакомьтесь с
инструкцией перед
началом эксплуатации!

BRADEX™
Health & Beauty



МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ И ТЕЛА ПАЛЬЧИКОВЫЙ
Артикул KZ 0528

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Портативный массажер с вращающимися массажными головками и мягкими «пальчиками» подарит вам непревзойденный расслабляющий массаж головы и тела. Беспроводной массажер удобен в применении. Полный заряд батареи достигается за 2 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенная литиевая батарея и быстрая подзарядка от розетки или USB-разъема.
- Водонепроницаемый корпус.
- 4 массажные головки, вращающиеся на 360°.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов.

Хранить в оригинальной коробке в сухом прохладном месте.




Не погружайте массажер в воду.

Берегите заряжающую базу от попадания воды и других жидкостей.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Массажер
2. Кнопка включения/смены режима
3. Световые индикаторы
4. Заряжающая база
5. USB-провод

Уровень зарядки 
 Режим (2 режима) 
 Скорость 



ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

ЗАРЯДКА:

Во время зарядки мигает зеленый свет индикатора.

При полной зарядке индикатор постоянно горит зеленым светом.

Время зарядки 2 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Установите массажер в базу, подключите провод к USB-разъему или при помощи адаптера к розетке.

Перед процедурой рекомендуется удобно расположиться в кресле/на стуле. Можно использовать в душе.

Поднесите массажер к голове или телу, нажмите на кнопку 1 раз.

Медленно передвигайте массажер по поверхности головы/тела.

Для переключения на второй режим (ускоренная работа) массажа нажмите на кнопку еще 1 раз.

Чтобы закончить процедуру, удерживайте кнопку 3 секунды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, поражения кожи.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

Используйте воду и мягкое моющее средство для мытья массажера. Протрите сухой тряпкой после мытья.

Не погружайте массажер в воду на долгое время.

Не используйте абразивные моющие средства и жесткие щетки для чистки.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
массажер не работает	батарея разряжена	зарядите батарею
массажер прекратил работу	батарея разряжена/ истекло время работы (10 мин.)	зарядите батарею/ нажмите на кнопку еще раз

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, силикон, металл. Цвет: белый, серый.
 Размер: 140x110x110 мм. Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц.
 Выходное напряжение: 5В, 1А. Номинальная мощность: 5 Вт.
 Встроенная батарея Li-Ion. Емкость аккумулятора: 1000 мА/час.
 Время зарядки: 1,5 часа. Автоматическое время работы: 10 минут.
 Влагозащитенность – IP X7

Комплектация: массажер – 1 шт., база для подзарядки – 1 шт., USB-провод – 1 шт., адаптер – 1 шт., инструкция.