

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

- Перед очищением прибора всегда выключайте его из электросети.
- Пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Материал: пенополиуретан, полиэстер, АБС пластик, металл.

Цвет: серый KZ 0564, бежевый KZ 0573.

Размер: 32x19x10 см

Мощность: 24 Вт.

Работает от сети 220В или от автомобильного прикуривателя 12В (адаптеры в комплекте).

Входное напряжение: AC 12В, 100-240В.

Частота: 50/60 Гц.

Выходное напряжение: DC 14В.

Комплектация: массажная подушка – 1 шт., адаптер для сети 220В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва,
ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495)
648-26-66, www.bradex.ru Импортер на территории Республики
Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9
комн.34/4, УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru

Страна происхождения: Китай
Производитель:
Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзян Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо,
КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg: N°1419183
Израиль - Рег. N°204012
Россия - Рег. N°444287, N°685332

BRADEX™
Health & Beauty

EAC



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568
ВИБРОМАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА
БЕСПРОВОДНОЙ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С ПОДОГРЕВОМ

KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0570
МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
ГУАША ASIA SPA

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА С ПОДОГРЕВОМ И РАЗМИНАЮЩИМ МАССАЖЕМ ШИАЦУ

BRADEX™
Health & Beauty



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0564
KZ 0573



Массажная подушка с подогревом и разминающим массажем Шиаци – скорая помощь затекшим мышцам шеи, плеч, спины, ног в домашних условиях, на работе или в машине.

Компактная подушка-массажер оснащена 4 мощными роликами, которые имитируют растирающие, разминающие и надавливающие движения ручного массажа Шиаци.

Электрический массажер работает в 3 режимах. При включении ролики начинают вращаться по часовой, против часовой стрелки, а также с инфракрасным подогревом или без, оказывая глубокое воздействие на кожу и мышечный слой. Дополнительный прогрев усиливает общий расслабляющий, оздоравливающий эффект: при разогревающем массаже кровь приливает к мышцам, стимулируя обмен веществ.

Благодаря точечному воздействию, снижается болевой синдром в шее, спине и пояснице, улучшается циркуляция крови и лимфодренаж, восстанавливается мышечный тонус.

Разминающий роликовый массаж улучшает общее состояние. Проходят нервозность, головные боли и усталость, восстанавливается работоспособность и полноценный сон. Универсальная массажная подушка отлично подходит для профилактики целлюлита.

Электрический массажер особенно рекомендован людям, ведущим малоподвижный образ жизни, с преимущественно сидячей работой. Мобильный и компактный прибор также станет незаменимым помощником для тех, кто много времени проводит за рулем. Эластичный ремень помогает легко прикрепить подушку к автомобильному сиденью. В дороге она будет работать от прикуривателя и быстро разомнет затекшие мышцы, придаст бодрости.

Массажная подушка выполнена из высококачественных материалов, приятных на ощупь, не раздражающих даже чувствительную кожу. Устройство легко чистить и хранить.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональная и практичная подушка-массажер
- Скорая помощь при головных и мышечных болях в любое время
- 4 массажных ролика для имитации ручного массажа
- Массаж в двух направлениях с инфракрасным подогревом и без
- Простое управление – всего 1 кнопка
- Легко ухаживать и хранить
- Мобильность и небольшой вес
- Работает дома, в офисе и автомобиле

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Многофункциональная и практичная подушка-массажер
Скорая помощь при головных и мышечных болях в любое время
4 массажных ролика для имитации ручного массажа
3 функции: массаж в двух направлениях с инфракрасным подогревом и без
Мобильность и небольшой вес
Работает дома, в офисе и автомобиле
Простое управление – всего 1 кнопка
Легко ухаживать и хранить

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Перед использованием массажной подушки необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не используйте массажер более 10-15 минут на одном участке тела.
- Если во время использования массажера, вы почувствуете тошноту, головокружение, боль в груди, а также любой другой дискомфорт, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Беременность, менструация, онкология, перенесенные операции на позвоночнике, остеопороз, повышенное или пониженное артериальное давление, инфекционные заболевания с высокой температурой, болезни кожи, варикоз.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.



KZ 0564
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА, СЕРАЯ,
АДАПТЕР ДЛЯ СЕТИ 220В,
АДАПТЕР 12В ДЛЯ РАБОТЫ ОТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ.

KZ 0573
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА, БЕЖЕВАЯ,
АДАПТЕР ДЛЯ СЕТИ 220В,
АДАПТЕР 12В ДЛЯ РАБОТЫ ОТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Расслабляющий массаж мышц головы, шеи, плеч, спины.
- Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, рук.
- Профилактика шейного остеохондроза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Подключите массажер к электросети или прикуривателю в машине.
2. Перед использованием массажной подушки необходимо принять удобное положение. Массажер должен быть прижат между массируемой частью тела и твердой поверхностью (спинка кресла или автомобильное сиденье, подлокотник, кровать, пол).
3. Начните массаж, нажав на кнопку 1 раз. Рекомендовано выбрать максимально комфортное давление вращающихся роликов. Если они вызывают болезненные ощущения, давление в зоне воздействия необходимо уменьшить.
4. Чтобы изменить направление вращения роликов, повторно нажмите на кнопку 1 раз.
5. Для включения/выключения подогрева нажать на кнопку кратно 2 раза.
6. Время одного сеанса не должно превышать 10-15 мин.
7. Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 2-х секунд, затем отключите кабель от электросети или прикуривателя.

Внимание! Следующий сеанс массажа начинайте не раньше, чем через 30 минут. Подобный перерыв в работе позволит продлить срок эксплуатации устройства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Если прибор не используется, то необходимо всегда отключать его из электросети.
- Не допускайте попадания воды и иных жидкостей в устройство, чтобы избежать повреждений массажера.
- Запрещено поднимать прибор за шнур, а также тянуть за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Не допускайте передавливания шнура тяжелыми предметами.
- Гарантия действует при условии соблюдения инструкции и правильной эксплуатации прибора.