



Произведено по заказу «BRADEx» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059.
www.bradex.co.il. Импортёр на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».
Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортёр на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4., УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.
Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел:+86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEx».
Reg. №1419183.
Израиль - Reg. №204012.
Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Дату производства смотрите на упаковке.



ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

KZ 0565

Массажная подушка
электрогрелка для ног 2 в 1



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СПА-ЯБЛОКО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Артикул KZ 0481

Массажер для ног «СПА-ЯБЛОКО» — отличное и современное решение для людей, которые заботятся о своем здоровье. Воздействуя на точки вашей стопы, роликово-компрессионный массажер быстро улучшает общее состояние организма, снимает усталость, мышечную боль в ногах и перенапряжение. Функция прогрева стимулирует кровообращение, улучшает сон и помогает достичь полного расслабления. Лаконичный дизайн массажера поможет легко вписать его в любой интерьер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Глубокий массаж стоп и лодыжек.
- Прогрев и аэрокомпрессия для улучшения кровообращения.
- Антибактериальный и дезодорирующий эффект благодаря генерации отрицательных ионов.
- Обеззараживание и очистка с помощью УФ-лучей
- Функция автовыключения.
- Съёмные чехлы из мягкого износостойкого материала.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.
Храните вдали от нагревательных приборов.
Не допускайте воздействия острых предметов.
Не перегибайте шнур устройства и не размещайте на нем какие-либо предметы.
Если массажер не используется в течение долгого времени, следует защитить его от попадания пыли и влаги, хранить в прохладном, проветриваемом помещении.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Каждый раз после использования, во время обслуживания и очистки отключайте устройство от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Выключите устройство, если почувствуете запах горения.
- Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками.
- Не используйте во влажных помещениях (ванная комната).
- Не наносите на покрытие эфирные масла, пестициды.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не используйте поврежденный адаптер, если повреждены шнур или вилка, требуется произвести ремонт.
- Регулярно удаляйте пыль с адаптера и поверхности массажера.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию прибора.
- Используйте только одобренные производителем запасные части.
- Устройство чувствительно к перепадам температур. При использовании в холодных помещениях не включайте сразу режим прогрева. Устройство должно адаптироваться к температуре помещения.
- С осторожностью используйте функцию прогрева, чтобы исключить вероятность ожогов.
- Не используйте во время сна.
- Воздержитесь от массажа за час до и после еды.
- Используйте вдали от детей.
- Не используйте вблизи воспламеняющихся веществ.
- Устройство запрещается мыть в воде, для очистки следует использовать сухую ткань.
- Запрещается вставать на массажер.

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:

1. массажер;
2. чехлы для стоп;
3. сетевой адаптер;
4. дисплей массажера;
5. кнопки на поверхности массажера.



- ON/OFF (включение/выключение);
- MODE (выбор режима);
- INTENSITY (выбор интенсивности);
- TIME (выбор продолжительности массажа);
- HEATING (функция прогрева);
- OZONE (дезинфекция озоном);
- UV (дезинфекция УФ-лучами);
- AIRBAG (компрессионный массаж /«воздушный мешок»).

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

Массажер для стоп и лодыжек, оснащенный функциями роликового и компрессионного массажа, а также функцией прогрева. В устройстве предусмотрены использование съемных чехлов для стоп и два вида дезинфекции, что обеспечивает безопасность и гигиеничность процедуры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подключите массажер к электросети. Загорится световой индикатор "OF" и включится короткий звуковой сигнал.
- Удобно сядьте и поместите стопы в отверстия массажера.
- Нажмите кнопку ON/OFF. На дисплее отобразится автоматическое время работы - 15 минут и начнется обратный отсчет времени работы.
- С помощью кнопок на поверхности массажера выберите подходящие режим (MODE), интенсивность (INTENSITY). На дисплее отобразятся выбранные параметры.
- По желанию выберите функцию прогрева, нажав на кнопку HEATING, при этом загорится световой индикатор над кнопкой. При повторном нажатии подача тепла отключается.
- Для массажа только давлением воздуха нажмите на кнопку AIRBAG, загорится световой индикатор над кнопкой и движение массажных роликов прекратится. Для того, чтобы возобновить работу массажных роликов, нажмите кнопку AIRBAG повторно, световой индикатор погаснет.
- Вы можете самостоятельно установить продолжительность массажа от 5 до 30 минут с помощью кнопки TIME на поверхности массажера. Рекомендуемая продолжительность массажа — 15 минут.
- Для дезинфекции массажера используйте функции очистки озоном или УФ-лучами, нажав соответствующие кнопки на его поверхности (OZONE и UV). При этом над кнопками загорятся световые индикаторы.
- Для преждевременного выключения массажера, нажмите кнопку ON/OFF повторно. Отключите массажер от сети питания.
- После сеанса массажа рекомендуется дать остыть массажеру не менее 30 минут.

ФУНКЦИИ:

Массаж стоп и лодыжек, терапия теплом и давлением.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

нарушение целостности кожных покровов, кожные высыпания в области применения, острые гнойные воспалительные заболевания, выраженный болевой синдром, оссифицирующий процесс в мышцах, отечность в области применения, психические заболевания, эпилепсия, онкологические заболевания, тромбоз, беременность, остеопороз, детский возраст.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните в местах, недоступных для детей и животных. Храните вдали от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, открытого огня, воды и других жидкостей.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор от сети, протрите сухой тряпкой. Не используйте агрессивные моющие средства.

С помощью застежки-молнии отстегните чехлы для ног от массажера. Допускается ручная стирка чехлов в теплой воде с использованием моющих средств. Не используйте отбеливатели и агрессивную химию.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает	1. Не подключен к сети. 2. Не активирована кнопка включения ON/OFF.	1. Проверьте источник электроэнергии и плотность подключения адаптера к сети и к массажеру. 2. Активируйте кнопку включения.
Устройство неожиданно перестало работать	1. Перебой в подаче электроэнергии. 2. Завершилось заданное время массажа. 3. Превышено общее максимальное время использования. Сработал механизм защиты от перегрева. 4. Приложено излишнее усилие, массажные ролики заблокированы.	1. Проверьте источник электроэнергии и плотность подключения адаптера к сети и к массажеру. 2. Повторно активируйте кнопку включения ON/OFF. 3. Дайте устройству остыть. Повторно активируйте кнопку включения ON/OFF. 4. Включите устройство, нажав кнопку включения ON/OFF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер массажера: 40x42x21 см.

Цвет: белый, черный.

Входное напряжение: 110~240 В

Потребляемая мощность: 50 Вт

Материал: АБС пластик, силикон, полиэстер, металл.

Комплектация: массажер — 1 шт., адаптер для сети 220 В — 1 шт., инструкция.