


**BORK**

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ D614

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на [bork.ru](http://bork.ru) и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Панель управления

Верхняя крышка

Корпус

Контейнер для слива воды



Массажные ролики

Резервуар для воды

Кнопка слива воды



Включение прибора

Интенсивность нагрева

Low — низкий уровень

Mid — средний уровень

Hi — высокий уровень

Время работы (мин.)

Функция массажа

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Налейте воду в съемный резервуар.
- Поместите резервуар в корпус прибора.

Используйте только дистиллированную воду или воду с низким содержанием металлов.

#### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.


#### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Нажмите кнопку .
- Проверьте положение массажных роликов перед использованием. Прибор не начнет работу, если один или оба массажных ролика не установлены или установлены не корректно.
- Необходимо подождать 30 секунд до начала подачи пара.
- Нажмите  повторно для выключения.
- После использования прибор продолжит работу вентилятора на протяжении 15 секунд для охлаждения корпуса.

#### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- После использования прибора слейте воду из резервуара в контейнер, нажав кнопку слива.
- Вылейте воду из контейнера для слива. Не оставляйте воду в приборе после использования.

#### НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРЕВА

- Используйте панель  для настройки интенсивности нагрева.  
Low — низкий уровень  
Mid — средний уровень  
Hi — высокий уровень


По умолчанию установлен средний уровень нагрева.


## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

- Используйте панель  для настройки времени работы прибора: 10, 15, 20 минут.

По умолчанию установлен таймер на 15 минут.

## РЕЖИМ МАССАЖА

- Используйте кнопку  для выбора режима работы массажных роликов.

 Массажные ролики выключены

 Режим массажа 1

 Режим массажа 2

## ИНДИКАЦИЯ

### ● DRAIN WATER

Контейнер для слива переполнен.

Требуется произвести слив воды.

### ● WATER DEFICIENCY

Вода в резервуаре закончилась.

Требуется произвести долив.

## ЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО КОРПУСА

В гигиенических целях рекомендуется проводить чистку внутренней части корпуса регулярно (каждые пять сеансов), а также каждый раз после смены пользователя.

- Вытащите и промойте массажные элементы.
- Протрите влажной губкой внутреннюю часть корпуса.

## ЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

## ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65 %. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте продукт после употребления алкоголя или сразу после еды. Подождите как минимум 1 час перед использованием.
- Немедленно прекратите использование продукта, если вы чувствуете дискомфорт.
- Не рекомендуется использовать прибор более 20 минут за один сеанс.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

- Наливайте воду только в резервуар. Не наливайте воду в корпус прибора. Это может привести к неисправности прибора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус прибора. Это может вызвать неисправность прибора.
- Не вставляйте на прибор и не помещайте тяжелые предметы на него.
- Не накрывайте прибор. Это может вызвать перегрев и возгорание.
- Не используйте прибор в условиях высокой температуры или вблизи горячих предметов, таких как нагреватели, духовки.
- Не используйте устройство, если поврежден кабель питания, само устройство или произошел механический или электронный сбой.
- Не используйте прибор, если обнаружилась протечка в корпусе.

- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования прибора, отключите кабель питания от сети. Не трогайте кабель питания мокрыми руками.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В  
Частота: 50/60 Гц  
Мощность: 420 Вт  
Габариты (В × Ш × Г): 275 × 380 × 378 мм  
Вес: 4 кг  
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для физических тренировок.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.  
Массажные ролики: 2 шт.  
Крышка прибора: 1 шт.  
Резервуар для воды: 1 шт.  
Руководство пользователя  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.  
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ..... МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ .....  
Модель ..... D614 .....  
Серийный номер .....  
Дата приобретения .....  
Информация о продавце .....  
.....  
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».  
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

