



**BRADEx™**  
— Health & Beauty

# МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ, 6 СМЕННЫХ НАСАДОК

Артикул KZ 0306

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ избавит вас от усталости и поможет быстрому расслаблению мышц после активной физической нагрузки. Он работает в 6 разных режимах на трех разных скоростях: вы сможете легко подобрать подходящий режим для любого участка тела. Используйте массажер регулярно 2 раза в день по 5-15 минут для улучшения кровообращения, что будет способствовать выводу молочной кислоты, токсинов и продуктов распада белков. Кроме того массаж помогает восстановлению нервных импульсов в мышцах.

Массажер отлично подходит не только для спортсменов и людей, испытывающих сильные физические нагрузки, но и для решения проблем с целлюлитом. Во время массажа стимулируется кровоток, нормализуется обмен веществ, а также работа сальных и потовых желёз. Ваша кожа начинает нормально дышать, улучшается ее внешний вид и Ваше настроение.

Ручка эргономичной формы легко лежит в руке и имеет специальное противоскользящее покрытие.

Беспроводной массажер для тела легко зарядить и удобно хранить благодаря специальной подставке, входящей в комплект.

### Преимущества:

Массируйте спину, руки, ноги, ягодицы, воротниковую зону и плечи

- В комплекте 6 сменных насадок для любого участка тела
- 6 программ и 3 ступени интенсивности массажа
- Автономно работает от перезаряжаемого аккумулятора
- Эргономичный дизайн и удобная рукоятка
- Специальная подставка для хранения массажера и насадок
- Подходит для быстрого снятия гипертонуса мышц после активных физических нагрузок
- Помогает победить целлюлит, улучшить кровоток и разрушить связи между жировыми клетками

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, воды и других жидкостей.

### СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:

1. Массажер
2. Сменные насадки
3. Сетевой адаптер
4. Панель управления с кнопками:
  - MODE — выбор режима массажа.
  - включение (выключение);
  - «+» — увеличение скорости массажа;
  - «-» — уменьшение скорости массажа.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Зарядите массажер, вставив вилку в розетку.
- Выберите массажную насадку и закрепите ее на массажёре. Насадки легко откручиваются.
- Нажмите на кнопку включения/выключения.
- С помощью кнопки «MODE» выберите комфортный режим массажа.
- Используйте кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения скорости массажа
- Для массажа на разных частях тела, применяйте сменные насадки. Массажная насадка надевается на участок с резьбой.
- Закончив массаж, вы можете снять одну массажную насадку и надеть другую.
- Настраивайте устройство специально под ваши пожелания, чтобы получить отличный результат.
- Рекомендуемая продолжительность процедуры массажа — от 5 до 15 минут. Продолжительность режима по умолчанию — 15 минут.
- Массажер быстро заряжается и работает от батареи. Вы можете использовать его в любое время и где угодно.



## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Каждый раз после использования, во время обслуживания и очистки отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Выключите массажер, если почувствуете запах горения.
- Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками.
- Не используйте во влажных помещениях (ванная комната).
- Не наносите на массажер и насадки эфирные масла, пестициды.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не используйте поврежденный адаптер, если повреждены шнур или вилка, требуется произвести ремонт.
- Регулярно удаляйте пыль с адаптера.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию прибора.
- Используйте вдали от детей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте на локтях, коленях и груди.
- Не используйте вблизи воспламеняющихся веществ.
- Устройство запрещается мыть в воде.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаление, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

Разработан для расслабляющего массажа.

Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

## СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор из сети, протрите слегка влажной тряпкой с нейтральным моющим средством. Не используйте агрессивные моющие средства.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает	вилка неплотно подключена к розетке	вставьте вилку в розетку полностью
Массажер слишком горячий	слишком долгое применение массажера	отключите массажер на 30 минут

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл. Цвет: черный, золотой. Размер: 43x12,5x16,7 см. Входное напряжение AC 100-240 В, 50-60Гц. Номинальное напряжение: DC8.4V 1A. Номинальная мощность: 24 Вт.

Частота вибрации: 3200 об / мин ~ 0. Автоматическое время работы: 15 минут. Литиевая батарея 2000 мА/ч.

Время зарядки 60 мин.

Комплектация: массажер – 1 шт, сменные головки – 6 шт, сетевой адаптер – 1 шт, инструкция – 1 шт.

## Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradox.co.il

**Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».** 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradox.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д.9 комн.34/4., УНП 192409754, email: ortbel1@bradox.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Дзецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

## Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532



Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.