

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА «ШЕЯ, ПЛЕЧИ, СПИНА»



Инструкция по эксплуатации:

KZ 0473 Массажная подушка «Шея, плечи, спина» коричневая

KZ 0474 Массажная подушка «Шея, плечи, спина» красная

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией



Ощущаете дискомфорт в области спины, шеи и плеч? Мышцы «ноют» от сидячей работы, малоподвижного образа жизни, физических нагрузок?

Массажная подушка «ШЕЯ, ПЛЕЧИ, СПИНА» быстро снимет напряжение и приведет вас в тонус. В машине, дома, на даче, в офисе — она будет всегда у вас под рукой! Портативный роликовый массажер легко помещается в сумку или рюкзак.

Работает от розетки или прикуривателя.

Преимущества:

- ✓ Скорая помощь для вашей шеи, спины и плеч в любое время
- ✓ 4 массажных ролика для имитации ручного массажа
- ✓ 3 режима работы: массаж в двух направлениях с прогревом и без

Правила безопасности:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов, воды и других жидкостей.

Состоит из следующих деталей:



- | | |
|--|---|
| 1. корпус подушки, | 7. широкая резинка для фиксации на спинке стула или кресла, |
| 2. чехол на молнии, | 8. кнопка «ON/OFF»: |
| 3. 4 массажных ролика, | 8.1 вращение роликов внутрь, прогрев, |
| 4. адаптер для сети 220В, | 8.2 вращение роликов наружу, прогрев, |
| 5. адаптер для работы от автомобильного прикуривателя, | 8.3 вращение без подогрева, |
| 6. разъем для подключения адаптера | 8.4 выключение. |

Способ использования:

1. Вставьте адаптер питания (для розетки или прикуривателя) в разъем для провода на массажере.
2. Подключите адаптер к розетке или к прикуривателю.
3. Положите массажер под шею или закрепите за резинку на спинке стула или кресла.
4. Можно также использовать на плечах, пояснице или спине. При использовании массажера для массажа стоп, сядьте на стул и поставьте ноги на массажер.
5. Нажмите кнопку «ON/OFF» и удерживайте 3 секунды для включения. Массажные ролики начнут вращаться внутрь, функция подогрева включена.
6. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз – массажные ролики начнут вращаться наружу, функция подогрева включена.
7. Нажатие кнопки «ON/OFF» в 3 раз отключает функцию подогрева, ролики продолжают вращаться наружу.
8. Длительность процедуры массажа – 15 минут. Не используйте больше 30 минут за один раз.
9. Для отключения массажера нажмите кнопку «ON/OFF» и удерживайте 3 секунды.

Правила безопасности:

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур питания и не используйте в качестве ручки.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если на массажер попала вода, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не используйте во время вождения автомобиля.
- Не используйте при появлении неприятного запаха.
- Не используйте непосредственно на локтях, коленях, животе и груди.
- Не берите массажер мокрыми руками.
- На прибор нельзя садиться.
- На прибор нельзя вставлять ногами.
- Не допускается прямое целенаправленное воздействие на прибор весом более 25 кг.

Противопоказания:

Беременность, заболевания сердца, наличие кардиостимулятора или другого медицинского устройства, диабет, флебит, тромбоз, проблемы с суставами и позвоночником, воспаления, травмы, остеопороз.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Способы очистки прибора:

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите слегка влажной тряпкой, просушите. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.

Возможные причины неисправностей:

возможная неисправность	возможная причина	метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилок правильно
Массажер слишком горячий	слишком долгое применение массажера	отключите массажер на 30 минут

Характеристики:

Материал: пенополиуретан, полиэстер, АБС пластик, металл.

Размер: 32x19x10 см.

Работает от сети 220В или от автомобильного прикуривателя 12В (адаптеры в комплекте).

Входное напряжение: AC 12В, 100-240В, 55 Гц.

Выходное напряжение: DC 14В.

Мощность: 24 Вт.

Комплектация:

Массажная подушка – 1 шт., адаптер для сети 220В SP 0287 – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.

Транспортировка и реализация:

Допускается в производственной упаковке.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059.
www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва,
ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59,
8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП
«БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4, ,
УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзян Нью Вижн
Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синыцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо,
КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.

Дата производства указана на упаковке.

Дату производства смотрите на упаковке.
ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
хранить в местах недоступных для
детей и домашних животных.

