

**BORK**

## МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D503

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении.

Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.






#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.

#### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к кабелю питания.
- Подключайте прибор к источнику питания, соответствующему параметрам 5 В $\equiv$  1 А.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку .
- С помощью короткого нажатия кнопки  выберите режим работы. После включения режим 1 установлен по умолчанию.
- Для выключения нажмите и удерживайте 2 секунды повторно кнопку .

Через 10 минут непрерывного использования устройство выключится автоматически.  
Для продолжения сеанса включите массажер повторно.

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

##### Режим 1

Движение роликов против часовой стрелки.

##### Режим 2

Движение роликов попеременно по часовой стрелке и против часовой стрелки.



##### Режим 3

Движение роликов выключено.

Возможно использовать только тепловой компресс.

#### ТЕПЛОВОЙ КОМПРЕСС

Функция теплового компресса включена по умолчанию.

Для того чтобы выключить функцию, нажмите кнопку . Для того чтобы включить тепловой компресс повторно, нажмите .

#### ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Световой индикатор будет мигать, когда аккумулятор прибора будет разряжен.
- Подключите кабель питания к разъему Type-C на корпусе прибора. Затем подключите обратную сторону USB-кабеля к источнику питания, соответствующему параметрам сети 5 В $\equiv$  1 А.
- Мигающий свет индикатора обозначает, что идет процесс зарядки. Световой индикатор будет гореть непрерывно, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
- Среднее время зарядки устройства — 3–4 часа. Полного заряда аккумулятора хватит на 6–12 циклов работы по 10 минут.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой выключите устройство.

Протрите устройство влажной салфеткой или мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса массажера.

## ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом, прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.
- После использования храните устройство в чехле, идущем в комплекте.
- При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Не рекомендуется использование массажера на суставах, ранах и других чувствительных частях тела. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование.
- Не используйте массажер рядом с открытыми источниками огня.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не роняйте массажер.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в планируемых областях массажа, у вас плохое физическое состояние или были операции на планируемых областях массажа.
- Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немощи, и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями, повреждениями кожи.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций и лечения специалистов здравоохранения.

- Не рекомендуется использовать беременным женщинам и детям.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в поставляемом в комплекте чехле.

#### МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт  
 Напряжение: 5 В $\equiv$  1 А  
 Автоматический таймер: 10 минут  
 Объем аккумулятора: 2600 мА·ч  
 Габариты (Ш × Г × В): 257 × 130 × 249 мм  
 Вес: 675 г  
 Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области шеи.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.  
 Кабель питания: 1 шт.  
 Чехол: 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ..... МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ .....

Модель ..... D503 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

.....

(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе доступна на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.



