

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

- Отключите от розетки.
- Расстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.
- При загрязнении на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.
- Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.
- Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку плотнее

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер.
Цвет: KZ 0562 – серый, KZ 0563 – красный
Размер: 53x35,5x22,5 см.
Входное напряжение: 220 В, АС 60 Гц. Мощность: 55 Вт
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция, пульт управления – 1 шт.

Сипаттамалары:

Материалы: металл, АБС - пластик, ТПР, тоқыма мата
Түсі: KZ 0562 – сұр, KZ 0563 – қызыл.
Өлшемі: 53x35,5x22,5 см.
220 В желден жұмыс істейді. Қуаты: 55 Вт.
Автоматты режимнің орташа уақыты: 15 мин.
Жылдамдық: жоғары, орташа, төмен.
Жұмыс кезінде ызығару температурасы: +10°С бастан 40°С дейін.
Жұмынтығы: массажер – 1 дана, нұсқаулық, басқару тақтасы 1 дана.

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК «БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»

BRADEx™
Health & Beauty



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0562
KZ 0563

Компактный, переносной корпус, стильный дизайн, интуитивно понятная панель управления touch screen, возможность регулировки угла наклона благодаря ручке-опоре – это далеко не все преимущества этого эргономичного массажера для лодыжек и стоп. Массажные валики из термопластичной резины обеспечивают мягкий, невероятно приятный массаж. Три режима и возможность переключать направление движения роликов позволит разнообразить процедуру и достигнуть полного расслабления. Функция прогрева улучшает микроциркуляцию крови, способствует избавлению от синдрома "холодных ног" и согревает зимой. Массажер воздействует на рефлекторные точки стоп, снимает усталость в ногах после физических нагрузок и оказывает положительное воздействие на работу всего организма.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная переносная модель
- Функция прогрева
- Индивидуальная настройка
- Эффект ручного массажа
- Регулируемая ручка-опора с вращением на 360°
- Дистанционный пульт управления

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Установите массажер на пол перед креслом или стулом.
- Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.
- Сядьте на кресло, положите ступни на массажер.
- Не вставайте на ролики или корпус массажера.
- Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения.

- Выберите режим при помощи кнопок панели управления.
- Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Использовать только для массажа ног.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.

- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.
Разработан для расслабляющего массажа.
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



- ON/OFF - включить / выключить. Установленное время - 15 минут.
- Auto - автоматические программы: «P1», «P2», «P3»
- Time - время массажа: от 5 до 30 минут, переключение с шагом в 5 минут
- Heating - включить / выключить функцию обогрева
- Speed - три уровня скорости в ручном режиме: высокий средний, низкий
- Direction - два направления, по часовой стрелке и против часовой стрелки

Регулируемая ручка-опора с вращением на 360° .
При помощи регулировки ручки в нижней части массажера, вы можете сидеть в естественном положении во время массажа стоп /икр/лодыжек.
Как установить ручку-опору:
Нажмите круглую кнопку одновременно на обоих концах опоры и поднимите массажер.
Отпустите кнопки, когда массажер встанет под нужным вам углом.
Убедитесь, что круглая кнопка заблокирована перед использованием.

3

4



KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С ПОДГРЕВОМ

KZ 0570
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
ГУАША **ASIA SPA**



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0569
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙСКОГО
МАССАЖА **"СЕН СИП"**

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»