



teXet®



Весы напольные Руководство пользователя

* Внешний вид товара может отличаться от представленного на иллюстрации

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

НАЗНАЧЕНИЕ

Весы напольные – высокоточный прибор, используемый для взвешивания массы тела в бытовых условиях.

Данная модель весов предназначена для индивидуального пользования и метрологической сертификации не подлежит.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы
- Элемент питания – батарея CR2032 (1 шт.)
- Инструкция пользователя и гарантийный талон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. При первом использовании: снимите с прибора защитную упаковку (пленку), переверните устройство. Откройте крышку отсека батареек и установите элемент питания, соблюдая указанную полярность.
 2. Разместите весы на горизонтальной ровной поверхности.
 3. Встаньте на весы.
 4. Дождитесь, пока дисплей отобразит значения «00.0», по умолчанию измерения будут произведены в килограммах (kg), но вы можете изменить единицы измерения, нажимая круглую кнопку на обратной стороне корпуса весов.
 5. Не шевелитесь, подождите, пока весы рассчитают ваши показатели. Процесс расчетов, будет отображен на дисплее.
 6. Сойдите с весов.
 7. Через несколько секунд после этого весы автоматически выключатся.
- Прочие показания дисплея:
- Индикация перегрузки
 - Индикация заряда батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Модель	TSC-01f, TSC-02f	TSC-03f (биоимпеданс- ные)	TSC-04f
Тип батареи	CR2032 (1шт.)	AAA (2шт.)	CR2032 (1шт.)
Материал поверхности	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Бамбук
Размер весов (мм)	260*260*20	280*280*20	280*280*20
Размер дисплея (мм)	45*28	75*30	75*30
Максимальный вес (кг)	180	180	150
Точность измерения (кг)	0.1	0.1	0.1
Количество датчиков	4	4	4
Автоматическое включение/выключение	да	да	да

Не используйте весы, если они повреждены или имеют признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Не перегружайте весы (не ставьте на платформу вес больший, чем предназ-



чен для данной модели).

Избегайте любого контакта устройства с высокими и низкими температурами, электронные весы работают лучше при обычной комнатной температуре. Всегда давайте весам акклиматизироваться к температуре в помещении в течение по крайней мере одного часа перед использованием.

Не используйте и не храните весы в помещениях сповышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями. Пыль, грязь, влажность, вибрация, потоки воздуха и близость к другому электронному оборудованию может негативно повлиять на надежность и точность показаний весов или привести к выходу весов из строя.

Обращайтесь с весами осторожно: аккуратно вставайте на платформу весов, не прыгайте на ней.

Старайтесь избегать грубого обращения, тряски, ударов и падений весов поскольку это может привести к повреждению внутренних датчиков.

Если весы не используются длительное время, следует вынуть батарейку, чтобы избежать их протечки и повреждения весов.

Не устанавливайте весы устройство на ковер или другую мягкую поверхность. Запрещается вставать на прибор мокрыми ногами.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные средства или растворители.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ


Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Переверните устройство и откройте крышку отсека батареек в днище весов. Вставьте элемент питания (батареею) в отсек, соблюдая указанную полярность.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

 Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специальные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали электронные настольные весы марки TEXET.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы изделия с товарным знаком TEXET при эксплуатации продукции в бытовых условиях и согласно данному руководству составляет 2 года со дня передачи товара потребителю. **Дата изготовления указана на упаковке.** Изготовитель обращает внимание, что при соблюдении указанных условий, срок службы изделия может превысить указанный изготовителем срок.



Изготовитель: «Нингхай Шенгксианг Электроник Ко., Лтд»
Адрес: Ксиндонг, Ксидиан Таун, Нингхай, Нингбо, Чжеджианг, Китай, 315613
Страна происхождения: Китай
Шығарылған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 года

Характеристики, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.64978/21 от 13.05.2021.
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг». Декларация действительна до 12.05.2026.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Информация о продукте

Продукт: ТЕХЕТ _____

Дата покупки: _____

Серийный номер: _____

Информация о продавце

Имя: _____

Адрес: _____

Номер телефона: _____

E-mail: _____

Дата / штамп / подпись: _____

Дата: _____

Вид ремонта: _____

Печать: _____

Дата: _____

Вид ремонта: _____

Печать: _____

Срок гарантии: 12 месяцев

Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

EAC